

环境类样品

微波消解污泥（DIN EN 13346）

仪器设备

珀金埃尔默 Titan MPS

75 mL 标准消解罐

试剂

HNO₃ (70%) 2.5 mL

HCl (37%) 7.5 mL

步骤

在消解罐中称取 0.5-1.0 g 样品，有机物的量不能超过 250 mg，加入 2.5 mL HNO₃ 和 7.5 mL HCl。小心摇动混合物，或者是一个干净的 PTFE 或玻璃棒搅拌混匀。在消解罐盖盖前至少等待 10 分钟，然后按照以下程序在微波消解系统中加热。

升温程序

步骤	目标温度 [°C]	最大压力 [bar]	升温时间 [min]	保持时间 [min]	功率 [%]*
1	180	30	1	25	90
2	50	30	1	10	0
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

注：等到消解罐温度降至室温后（大约 20min）再进行操作，以避免起泡和飞溅。穿戴好手、眼、身体保护装置，在通风橱中小心打开消解罐因为在消解过程中会产生大量的气体。

结果

SiO₂ 白色沉淀。

小结

使用珀金埃尔默 Titan MPS 在酸性溶液中可以消解污泥。

方法步骤依据 DIN EN 13346。

注：该应用程序仅供参考，在实际消解中应根据具体样品对程序进行优化。

* 该应用程序设计为消解 16 个样品。当消解样品数低于 16 个时，每减少一个样品，程序每一步的功率降低 10%，但无论实际的样品消解数量是多少，功率都不得低于 40%。

笔记
