

微波消解球团矿

一、前言

球团是人造块状原料的一种方法,是一个将粉状物料变成物理性能相化学组成能够满足下-步加工要求的过程。球团过程中,物料不仅由于滚动成球和粒子密集而发生物理性质,如密度、孔隙率、形状、大小相机械强度等变化、更重要的是发生了化学和物理化学性质,如化学组成、还原性、膨胀性、高温还原软化性、低温还原软化性、熔融性等变比,使物料的冶金性能得到改善。球团是粉矿造块的重要方法之一,先将粉矿加适量的水分和粘结剂制成粘度均匀、具有足够强度的生球,经干燥、预热后在氧化气氛中焙烧,使生球结团,制成球团矿,这种方法特别适宜于处理精矿细粉。为检测球团矿中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。

二、仪器与试剂

2.1、仪器

新仪 MASTER-18 微波消解仪, 赶酸器, 分析天平(十万分之一)等。



2.2、试剂

硝酸(68%), 盐酸(37%), 氢氟酸(40%)

三、实验方法

3.1、消解

精确称取球团矿样品约 0.1g (精确至 0.1mg) 置于消解罐底部,加入 2mL 硝酸、6mL 盐酸和 2mL 氢氟酸,静置 15min 左右,待无明显反应,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验:



<u></u> 阶段	温度/℃	时间/min	功率/W
1	150	10	400
2	180	5	400
3	210	45	400

3.2、赶酸稀释

实验结束后,待冷却至 60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上 160℃赶酸至氢氟酸除尽,取下冷却后,转移至烧杯中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。

四、结果与讨论

实验选择的球团矿样品,取样量为 0.1g,采用王水+氢氟酸的混酸体系进行消解实验,最高实验温度 210℃,保温 45min 左右,即可完全溶解。

五、注意事项

- 1、添加氢氟酸实验后需要进行赶酸处理,防止对玻璃器皿造成腐蚀和影响检测结果。
- 2、王水挥发性与腐蚀性较强,实验人员应做好防护。