

ANCOREN



RAY FLUORESCENCE

PM2.5 空气滤膜无机元素含量分析

HS XRF 与 Fast FP 联用技术

一、应用概述



大气颗粒物污染防治工作是近年来环保工作的热点，实验室通常采用 ICP MS、AA、XRF 等分析仪器对空气滤膜无机元素含量分析，相比湿法消解，XRF 方法具有样品处理简单、快速、无损等特点，且能够分析硅、磷、硫、氯等污染源表征性非金属元素，X 射线荧光光谱法是标准分析方法之一，越来越多的分析工作者倾向采用 X 射线荧光光谱法分析空气滤膜中无机元素含量。

常规 XRF 需要大量标准样品建立标准曲线，这对于元素种类多、含量范围宽的 PM2.5 颗粒物相当困难，标准样品昂贵且难以获得，即使有标准样品，其在元素相关性和含量范围等方面也难以满足建立经验系数法的要求。


北京安科慧生研发的快速基本参数法（Fast FP）在欠缺标准样品情况下，即可对空气滤膜进行无机元素定量分析，采用少数标准样品（或定值样品）即可对系统进行偏差校正和分析质控，达到空气滤膜中无机元素准确定量分析目的。

二、方法原理

硬件核心技术

高灵敏度 X 射线荧光光谱仪（HS XRF®）


- 1) 单色化激发
降低 X 射线管出射谱经样品散射线背景干扰 2 个数量级
- 2) 聚焦激发
能量聚焦，增加 SDD 探测器接受样品元素荧光射线强度



软件核心技术


快速基本参数法（Fast FP®）

- 操作软件：
- 1) 对 X 射线过程建立数学模型和数据库；
 - 2) 正确计算基体、谱线干扰、背景扣除；
 - 3) 采用少量标样提升定量精度。



三、性能数据

1) 谱图




PM2.5 滤膜中无机元素谱图

2) 检出限


分析条件：采用聚四氟乙烯滤膜，检出限为空白滤膜连续 7 次分析结果值 3 倍标准偏差。

元素区间	Na、Mg、Al、Si	P、S、Cl	K-Ni	Cu-Sr: KαPb、Hg	Cd、Ba、Sn、Sb
检出限 (ug/cm²)	0.05	0.02	0.005	0.003	0.003

3) 准确性



HS XRF 与 WDXRF 检测 PM2.5 中 Si、S 结果一致性图



HS XRF 与 ICP-MS 检测 PM2.5 中 Zn、K 结果一致性图

四、特点优势

• 无标定量

快速基本参数法（Fast FP）针对空气滤膜样品，在少量标准样品情况下，即可完成元素定量检测，减少对标准样品的依赖与高的投资成本；

• 高灵敏度

高灵敏度 X 射线荧光光谱仪（HS XRF）通过单色化聚焦激发，大幅降低 X 射线管出射谱散射线背景干扰，提升元素分析灵敏度与准确度；

• 符合标准

分析方法完全满足《HJ 829-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散 X 射线荧光光谱法》；

- **快速分析**

单个膜片分析时间 600 秒~900 秒；

- **自旋装置**

配置样品自旋装置，可以减少由于颗粒物再膜片中分布不均匀带来的分析误差；

- **自动进样装置**

PHECDA-HES 配置 31 位自动进样器，可以自动连续完成样品批量分析；

- **现场分析**

PHECDA-ECO 重量轻，携带方便，可以在现场对采集的空气滤膜进行无机元素含量分析；

- **专业指导**

安科慧生提供完整的样品前处理设备与操作流程。



应用领域：环境监测单位、大学科研、第三方检测机构、污染排放企业等

原创声明：本文除注明引用之外属于安科慧生（Ancoren）公司原创，若有转发和引用，必须注明出处，否则可能涉及侵权行为！详细技术信息，请咨询安科慧生工作人员！