

奶茶中茶多酚含量测定方法的优化

茶多酚是茶叶中有保健功能的主要成份之一。研究表明茶多酚有抗衰老、缓解过敏、助消化、防辐射、护齿、养颜等功效，并在癌症、高血压、动脉硬化、高血糖、中风、血栓、哮喘、便秘、腹泻等 疾病的治疗上也有积极的作用。因此，食品中茶多酚 的含量和形态被越来越多的消费者关注。奶茶是将 茶和奶混合的饮料，兼具牛奶和茶的双重营养。近年来，我国奶茶行业高速发展，热度持续上涨，大大小小的奶茶品牌随处可见，但是在质量上却参差不齐，其中茶多酚含量作为衡量奶茶品质重要指标。GB/T 21733—2008《茶饮料》规定奶茶中茶多酚含量 ≥ 200 mg/kg。

GB/T 21733—2008 中采用酒石酸亚铁比色法测定奶茶中茶多酚含量，但是在实际操作中存在诸多困难。针对奶茶饮料、果汁茶饮料等较浑浊的样液，国标方法选取 95%乙醇溶液作为沉淀剂，然而在实际 检测过程中发现在加入 95%乙醇溶液后，蛋白质等杂质沉淀效果并不理想，滤纸过滤缓慢，滤液浑浊，背景吸光度高，无法进行准确测定。杜淑霞等[9]指出丙 酮有破乳和沉淀蛋白的作用，在加入一定量的盐酸后可促进其作用，缩短澄清时间，加快过滤速度。梁瑞婷等选用 4%乙酸溶液作为沉淀剂，测定 20 种不同的 奶茶饮料，大多奶茶饮料过滤速度快，滤液澄清。但是过量的酸会降低缓冲盐的缓冲效果，影响测定液的 pH，导致测定结果偏低，且偏低的程度随着乙酸用量 的增大而增大。试验在借鉴前人方法的基础上，以酒石酸亚铁比色法为基本方法，通过改变不同种类、不同剂量的沉淀剂优化前处理效果，提高奶茶中茶多酚含量的准确度。

仪器、材料和试剂

水浴锅；

离心机；

分光光度计（UV-1500，上海美析仪器有限公司）。

茶多酚 (≥98% , 上海源叶生物科技有限公司);

无水硫酸钠、丙酮、乙腈、盐酸、无水乙醇 (均为分析纯)。

酒石酸亚铁溶液：称取 0.1 g 硫酸亚铁 (分析纯) 和 0.5 g 酒石酸钾钠 (分析纯)，用水溶解定容至 100mL。

磷酸缓冲溶液：称取 20.3 g 无水磷酸氢二钠 (分析纯) 用纯水溶解，称取 1.36 g 无水磷酸二氢钾 (分析纯) 用纯水溶解，合并 2 种溶液并定容至 1 000 mL。

试样的制备

称取 10 g 充分混匀的样液 , 加入 8 mL 乙腈 , 加入 0.5mL 1% 盐酸 , 摇匀 , 静置 10 min , 用水定容至 25 mL , 按 6 000 r/min 离心 5 min。过滤，滤液备用。

茶多酚含量的测定

精确量取 2 mL 滤液于 25 mL 容量瓶中，加入 4 mL 水和 5 mL 酒石酸亚铁溶液，充分摇匀，用磷酸盐缓冲溶液定容至刻度，用 1 cm 比色皿，在波长 540 nm 处，以试剂空白为参比，测定其吸光度 A_1 。取等量的滤液于 25 mL 容量瓶中，加入 4 mL 水，用磷酸盐缓冲溶液定容至刻度，用 1 cm 比色皿，在波长 540 nm 处，以试剂空白为参比，测定其吸光度 A_2 。茶多酚含量按式

$$X = \frac{(A_1 - A_2) \times V_1 \times 1.957 \times 2}{M \times V_2} \times 1\,000$$

式中：X 为样品中茶多酚的含量，mg/kg； A_1 为试样显色后的吸光度； A_2 为试样底色的吸光度； V_2 为测定时吸取试样体积，mL； V_1 为试样处理时的定容体积，mL；M 为取样量，g；1.957，用 1 cm 比色杯，吸光度等于 0.5 时，每毫升茶汤中含茶多酚相当于 1.957 mg。

结论

取 10 g 样品，加入 8 mL 乙腈和 0.5 mL 1% 的盐酸，能有效去除蛋白质的干扰，获得

澄清的样品溶液。样品溶液加入酒石酸亚铁后，形成蓝紫色络合物，溶液显色明显。试验方法回收率在 90%~111%之间，平行样相对标准偏差为 2.7%~4.4%，与 GB/T 21733—2008 相比，沉淀现象明显，过滤速度快，滤液澄清，背景吸光度低，有更好的准确性和重现性。优化的方法操作简便，能有效进行奶茶等茶饮料中茶多酚含量的测定。

仪器参数



UV-1500PC 紫外可见分光光度计

仪器特点

- *采用单片微机控制，128*64 位液晶显示
- *宽大的液晶显示器可显示多组数据
- *巨大的内存空间，可存储多组数据和曲线
- *自动调 0、调 100%功能
- *波长自动调节
- *光源自动切换，滤色片自动切换
- *宽大样品池 (5mm ~ 100mm)
- *具有最多十点标样建标准曲线测量功能
- *可通过直接输入 K、B 因子建立标准曲线进行定量测量
- *可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量

*可断电保存测量设置的标准曲线参数

*配备通用并行打印接口，可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品

点和曲线

*配 USB 接口

*可通过 PC 软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求

技术指标及基本参数

*波长范围：190 ~ 1100nm

*光谱带宽：2nm

*波长准确度：±0.5nm

*波长重现性：≤0.2nm

*透射比准确度：±0.3% τ

*透射比重复性：0.15% τ

*杂散光：≤0.05% τ (220nm NaI，340nm NaNO₂)

*稳定性：0.001A/h (500nm 预热后)

*测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量

*波长调节：自动调节

*光度范围：-0.3 ~ 3A

*显示方式：128*64 液晶

*检测器：进口硅光二极管

*光源：进口氙灯，进口钨灯

*电源：AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz

*功率：120W

*仪器尺寸：480×350×220mm

*主机净重：15Kg

关于我们

上海美析仪器公司简介

上海美析仪器有限公司(以下简称美析)，是一家具有自主知识产权的高新技术企业，美析的创业理念“科技——因你改变”，并以此为企业宗旨，不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域，不断开发出先进的产品，使美析成为优质仪器资源的供应者。



专业化生产基地

美析仪器在上海、北京、江苏三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源，美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作，不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户

美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP 电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP 电感耦合等离子体质谱仪，目前，我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验，结合市场的最新实际需求，近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海，营销中心设在北京，并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源，美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作，不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户，美析仪器国内设有 12 家办事机构，量身定制符合您需求的应用解决方案，提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时，美析也与 20 多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。

▶ 我们的使命-完美呈现每一台仪器

美析非常重视人才的引进和培养，为此美析建立了强大的培训团队，对在职员工进行全方位的培训



（美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业，更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证，并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等）



长按识别二维码
了解更多...

上海美析仪器有限公司

电话：400-616-4686

邮箱：macylab@163.com

网址：www.macylab.com

地址：上海市松江区联营路615号9幢二层

了解更多内容请关注我公司微信公众号：美析仪器