

月旭科技报告编号: W20190801-003 打印日期: 20190808 页数: 3

测试报告

样品信息						
样品名称	醋北柴胡	W20190801-003				
样品重量	\	剂型	\			
收样日期	2019/08/01	测试期间	2019/08/05-2019/08/07			
样品描述	\					
测试需求						
测试成分	含量测定					
参考标准						
参考标准	中国药典 2015 年版一部标	准 标样	有			
仪器信息						
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	安捷伦 1260			

● 色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate®XB-C18(4.6×250mm, 5μm)			
	时间	水(%)	乙腈(%)	
 流动相:	0	75	25	
流动相: 	流动相: 50 10 55 10 210nm	90		
	55	10	90	
检测波长:		210nm		
柱温:		25°C		
流速:		1.0ml/min		
进样量:		20μL		
注意事项:				

● 流动相配置:

流动相: 取适量水和乙腈, 按上述梯度程序进行洗脱;

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 Tel:400-810-6969

邮编:321000 E-mail: linglan@welchmat.com



月旭科技报告编号: W20190801-003 打印日期: 20190808 页数: 3


● 样品溶液的配置:

柴胡皂苷 a、柴胡皂苷 d 对照溶液:客户提供

供试品溶液: 取本品粉末约 0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,加入含 5%浓氨试液的甲醇溶液,密塞,超声处理 30 分钟,滤过,用甲醇 20ml 分两次洗涤容器及药渣,洗液与滤液合并,回收溶剂至干。残渣用甲醇溶解,转移至 5ml 容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。

● 谱图和数据


1、对照溶液



保留时间	l k'	峰面枳	峰局	对称	峰宽 塔	放数 分	呙皮 边	译性
[min]		[mAU*s]	[mAU]	因子	[min]			
19.434	-	960.36505	124.59930	0.99	0.1162	155066	-	-
25.521	-	1340.45520	143.33112	1.15	0.1413	180857	27.78	1.31

2、供试品溶液

邮编:321000



声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

E-mail: linglan@welchmat.com



月旭科技报告编号: W20190801-003 打印日期: 20190808 页数: 3

保留时间 [min]	k'	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	对称 因子	峰宽 塔 [min]	板数 分	离度 选	择性
19.482	-	1225.24365	156.81400	0.97	0.1183	150183	-	-
24.830	-	83.62945	5.11075	0.86	0.4350	18055	11.36	1.27
25.573	-	1468.96045	158.73759	1.13	0.1433	176356	1.51	1.03
26.140	-	40.29414	4.61724	1.00	0.2233	75894	1.82	1.02

● 测试要求:

● 结论

月旭 Ultimate® XB-C18 (4.6×250mm, 5µm), 在该色谱条件下进行测定,可以达到检测需求,可用于此产品的检测。

报告签字

测试: 蓝灵

审核: 郭德勇

日期: 2019-08-08

日期: 2019-08-08

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 Tel:400-810-6969

邮编:321000 E-mail: linglan@welchmat.com