



## LUMTECH™ QuEChERS系列 净化产品目录——多农残部分

北京绿绵科技有限公司 全国服务电话 400-810-8267  
更新日期: 2018年11月22日

项目	基质分类	基质列举及部分法规	Sin-QuEChERS	MPFC-QuEChERS	MCT-QuEChERS
			Nano 一步净化	超滤净化	微型净化
			适于提取量	适于提取 1ml-2ml	适于提取量
			2ml-10ml	适用于快检项目 (可替换试剂盒)	≤1ml
农残	蔬菜	瓜类 (蔬菜)、白菜、西红柿、生菜、卷心菜、油菜、油麦菜、花椰菜、豆瓣菜、黄花菜、茭白、芦笋、朝鲜蓟笋、百合、茄子、红辣椒 (符合GB 23200.113-2018、NY/T 761、NY/T 1380-2007、NY/T 1379-2007、SN/T 4138-201、DB34T 1076-2009等) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-360	LM806-FC-721	
		韭菜、葱、姜、蒜、青蒜、青椒、菠菜、芹菜、水芹、上海青、紫甘蓝、西兰花、小白菜、菜薹、蒜薹、蕹菜、豆角、豇豆、豌豆 (鲜)、食荚豌豆、菜豆、芥蓝、萝卜叶、莴笋叶、紫薯叶、茺菁叶、马铃薯、紫薯、甘薯、山药、芋… (符合GB 23200.113-2018、NY/T 761、NY/T 1380-2007、NY/T 1379-2007、SN/T 4138-201、DB34T 1076-2009等) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-361	LM806-FC-722	
	水果	柑橘类、柚子、苹果类、梨类、葡萄类、蓝莓、桃类、瓜类 (水果)、木瓜、番木瓜、火龙果、芒果、柠檬、草莓、番茄、菠萝、香蕉、猕猴桃、石榴、龙眼、枣 (鲜、干)、枸杞 (鲜、干)、杨梅、枇杷、柿子、山楂、李子… (符合GB 23200.113-2018、NY/T 761、NY/T 1380-2007、NY/T 1379-2007、SN/T 4138-201、DB34T 1076-2009等) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-360	LM806-FC-721	
		牛油果、樱桃、覆盆子、接骨木果、蔓越莓、橄榄类、甘蔗、菊花 (鲜、干)、桑葚… (符合GB 23200.113-2018、NY/T 761、NY/T 1380-2007、NY/T 1379-2007、SN/T 4138-201、DB34T 1076-2009等) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-361	LM806-FC-722	

项目	基质分类	基质列举及部分法规	Sin-QuEChERS Nano 一步净化	MPFC-QuEChERS 超滤净化	MCT-QuEChERS 微型净化	
			适于提取量 2ml-10ml	适于提取 1ml-2ml 适用于快检项目 (可替换试剂盒)	适于提取量 ≤1ml	
农残	食用菌	香菇类 (符合GB 23200.113-2018)	112-9669-361			
	谷物	玉米、小麦、花生、高粱、豆类、花粉类… (符合GB 23200.113-2018) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-360	LM806-FC-723		
	坚果	杏仁类、小粒坚果、大粒坚果、枸杞… (符合GB 23200.113-2018) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-360	LM806-FC-723		
	茶叶	普洱茶、绿茶、红茶、黑茶、乌龙茶、青茶、黄茶等 (符合GB 23200.113-2018、DB34T 1076-2009…) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-362	LM806-FC-722 +LM806-FC-723		
		白茶、菊花茶、代用茶… (符合GB 23200.113-2018、DB34T 1076-2009…) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-361	LM806-FC-722		
	香辛料	花椒、大料、八角… (符合GB 23200.113-2018…) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-369	LM806-FC-723 +LM806-FC-723		
	植物油	大豆油、油菜籽、葵花籽 (符合GB 23200.113-2018…) (符合AOAC 2007.01、EN.15662、SANTE/11945/2015)	112-9669-369	LM806-FC-723 +LM806-FC-723		
	药用植物	人参(鲜、干)、枸杞、麦冬党参、葛根, 桂枝, 淫羊藿, 黄芪、两面针、薏苡仁、陈皮、远志、牛蒡、两面针, 地黄、三七(块根、须根)、白术、侯耳环、化橘红等… (符合GB 23200.113-2018、2015版中国药典 第四部)	112-9669-363	LM806-FC-722 或LM806-FC-723		
	烟草及烟草制品	烟草及烟草制品专用 (符合YQ/T 47.1-2014 烟草168种农药残留)	112-9669-364		LM806-dsp-771	
	果汁	苹果汁…			LM806-FC-723	
		蔬菜汁…			LM806-FC-722	
	饲料	鸡饲料、猪饲料、牛饲料、水产饲料等多农残 (如三唑类、菊酯类、三嗪类杀虫剂等) 饲料中所含有的中药部分 (如麦冬等)			LM806-FC-723	
	环境污染物质痕量分析	土壤、水、(如: 有机磷; 土壤和沉积物: 拟除虫菊酯类; 有机氯; 全氟化合物; 多氯联苯等)	112-9669-360		LM806-FC-723	LM806-dsp-772
其他	大部分果树叶、大部分种子…	112-9669-361		LM806-FC-722		