

# Thermo Scientific FoodSentry 智能食品快检仪

食品安全关系到我们的每个人的健康，当前，我国食品安全形势依然严峻，人们热切期盼吃得更放心、吃得更健康，我们赛默飞的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全，因此为食品安全保驾护航成了我们的使命！

抽样检测是食品安全监督的核心手段，而食品的高速流通性对食品检测的速度提出了更高的要求，为了满足食品快检的需求，赛默飞世尔科技全新开发，用于食品快检的FoodSentry智能食品快检仪是满足这一需求的最佳选择。该仪器小巧轻便，拥有全中文界面，一键式快捷进入测试界面，可根据客户需求对模板进行多样化设计和编辑，以满足不同场所和测试项目对仪器的高级需求。内置方法和相应的国标限量，测试完毕，测试快速准确，结果可直接显示是否合格。



### 仪器特点:

- 价格经济, 体积小, 并可置于食品快检车上进行检测
- 操作简单, 检测快速, 结果准确, 重复性好
- 超长寿命的氙灯光源、无需预热、即开即用
- 7寸可倾斜彩色高清触摸屏, 搭载安卓操作系统, 并可以中文输入
- 可云端上传数据, 实现数据的可追溯性和完整性
- 本机控制打印报告
- 内置的全自动八联池可一次完成多个样品的测试, 可实现高通量, 极大地提高了工作效率
- 可选配光纤模块实现样品的原位检测

数据分析		
被检单位:	大兴蔬菜水果批发基地	
生产企业:	进口	
食品名称:	蔬菜	
检测成分:	不确定浓酸	
产品商标:	乐新鲜	
生产批次:	02Nov2017-15: 30: 50	
产品规格:	GB2761-2011	
样品编号:	3021	
检测人员:	国家果类及农副加工产品质量监督检验中心	
稀释系数:	1.000	
抽样时间:	2018年3月30日	12:49:00
检测结果	样品名	浓度 [mg/mL]
	样品测量 1	14.340
	样品测量 2	14.340
	样品测量 3	14.340
	样品测量 4	14.349
平均值		14.342
限定值		5.000
检测结果		不合格

### 方法及试剂:

为了满足食品快检市场的需要, 提高检测效率, 该仪器内置80多种食品快检方法, 涵盖几乎所有的常规检测项目, 并且拥有与这些方法配套的快检试剂。整个检测过程从样品处理至出具检测报告只需要几分钟到十几分钟不等, 而且检测误差很低, 重复性好, 因此Thermo Scientific FoodSentry智能食品快检仪是您快速准确地完成现场检测的最佳利器, 为食品安全保驾护航。



赛默飞  
官方微信



赛默飞材料与  
结构分析官方微信

服务热线: 800 810 5118/400 650 5118  
中文网站: www.thermofisher.com  
E-mail 地址: sales.cad@thermofisher.com