除了我们的Genius², 我们没有什么需要宣告 的。

新的Genius²系列是在我们成熟的Genius系列的基础上进行研发而来的,传承了Genius 系列发生器优异的性能和卓越的可靠性。同时,气体输出流量增加了一倍。

毕克科技。 随波逐流。



氮气发生器 Genius² 3010

特点&优势:

独特 - 氮气输出流量达到64L/min, 内置空压机

独立 - 无需外接空压机

安静 - 隔绝压缩机空间达到最低干扰

移动式 - 发生器安装有脚轮轮子, 在实验 室里移动十分方便

安装简单-发生器"即插即用"设计

经济 - 比其他的气体供应方式更经济实惠

便捷 - 气体随时可用,无安全隐患,无需担心气体用完

Genius² 3010氮气发生器是满足单台LCMS运行时高流量的氮气输入要求而特别设计出来的一个独立运行的系统。

技术规格

最大气体输出流速	64 L/min / 2.26 CFM
最大气体输出气压	6.90 bar / 100 psi
最小/最大运作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
最大相对湿度	80% 无凝结
最高海拔	2000米
颗粒	< 0.01 μ m
气体输出	1x 1/4" BSPP
领苯二甲酸	无
滞留液体	无
噪音水平	54 dB(A) @ 1m
电气要求	230v 50/60Hz 13A
功耗	2990 瓦
尺寸(厘米/英寸)长x宽x高	60 x 85 x 130.3 / 23.6 x 33.4 x 51.3
重量(公斤/磅)	189 / 417

订购信息产品编号Genius² 3010 UK/US/EU10-6310年度服务套件 Genius² 301008-4781标准维护计划09-3110完全维护计划09-3010

网站: www.peakscientific.com 邮箱: genius@peakscientific.com

Peak Scientific UK

Tel: +44 (0)141 812 8100 Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America

Tel: +1 866 647 1649 Fax: +1 978 608 9503

Peak Scientific India

Tel: +91 (0)40 2780 0663 Fax: +91 (0)40 2780 0663

Peak Scientific China

Tel: +86 21 2890 9652 Fax: +86 21 2890 9999

Peak Scientific Germany

Tel: +49 (0)69 677 33 490 Fax: +49 (0)69 677 33 200

Peak Scientific Africa

Tel: +27 (0)2185 16542 Fax: +27 (0)2185 16542

Peak Scientific Mexico

Tel: +52 1 771 772 5757 Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific Australia

Tel: +61 1300 965 352

产品认证:







