



# 食品饮料行业的 TOC监测



Sievers\* TOC分析仪涵盖了广泛的分析范围  
在食品和饮料行业的每个工艺过程中都能提供支持



**M9在线、实验室  
便携**

0.03 ppb - 50 ppm

公用设施水/配料水/工艺水



**M5310 C在线  
实验室、便携**

4 ppb - 50 ppm

源水/回用水



**InnovOx在线  
实验室**

50 ppb - 50,000 ppm

公用设施水/废水

如何将TOC分析纳入您的食品饮料工厂？了解更多，请访问：

<https://www.watertechnologies.com.cn/products/sievers-analyzers-and-instruments>

访问cn.sieversinstruments.com，点击“索取信息与询价”，联系我们。

\*Veolia的商标；可能在一个或多个国家注册。©2023 Veolia。保留所有权利。

300 00013 CS Rev. B