

瑞仕XLS+多道移液器



XLS+ 多道移液器

重量更轻/用力更少

更好地控制

平衡性更好

轻质多道移液器
切身感受卓越性能

METTLER TOLEDO

Rainin XLS+多道移液器

轻质、性能卓越

新款梅特勒-托利多Rainin XLS+多道移液器提高了对多道移液器的要求，并提升了其性能。Rainin XLS+重量减轻了35%，这意味着移液器更加易于操作，即使连续数小时移液后，仍能得心应手。

XLS+移液器为Rainin在技术方面及人体工程学方面最先进的多道移液器。采用获得专利的轻触去吸头系统(LTS)技术，此款多道移液器令您得心应手，而且在移液过程确保所有通道吸液的精确性和一致性。此款多道移液器坚固耐用且选用了最优质的材料制作，可确保经久耐用。与所有的Rainin XLS移液器一样，内嵌RFID标签可提供更精确的校准跟踪。




轻质

总之，即使连续移液数小时，仍能保持最佳舒适度与性能！Rainin XLS+多道移液器重量轻，而且凭借顶级的适配性与平衡性，让您倍感舒适。



更好地控制

Rainin XLS+多道移液器是您使用过的最简单、最灵敏的多道移液器之一。所有型号及量程范围的移液器，由始至终，操作顺滑且一致性能好。



轻触

Rainin获得专利的LiteTouch轻触式去吸头系统(LTS)符合人体工程学且易于使用——快速安装吸头、密封性良好且易于退出。采用新型低阻力性密封装置和更轻的弹簧，为您的双手带来非凡感受！



吸液一致性

LTS采用较小的密封区域和前挡点设计，为各通道提供快速完美的密封性。再也无需敲击或用手拧！良好的密封性让所有通道的吸液量保持一致——始终如一！



处理速度更快

凭借Rainin E4 XLS+电动多道移液器加快孔板处理速度。提高分配多种样品的效率，可进行序列稀释以及序列量程移液的预设。



Pipet-Lite XLS+与E4 XLS+型号

Rainin XLS+多道移液器

手动与电动



Pipet-Lite XLS+手动多道移液器

型号	订货编号	量程范围
8 道		
L8-10XLS+	17013802	0.5–10 µL
L8-20XLS+	17013803	2–20 µL
L8-50XLS+	17013804	5–50 µL
L8-200XLS+	17013805	20–200 µL
L8-300XLS+	17013806	20–300 µL
L8-1200XLS+	17014496	100–1200 µL
12 道		
L12-10XLS+	17013807	0.5–10 µL
L12-20XLS+	17013808	2–20 µL
L12-50XLS+	17013809	5–50 µL
L12-200XLS+	17013810	20–200 µL
L12-300XLS+	17013811	20–300 µL
L12-1200XLS+	17014497	100–1200 µL

E4 XLS+电动多道移液器

型号	订货编号	量程范围
8 道		
E8-10XLS+	17013792	0.5–10 µL
E8-20XLS+	17013793	2–20 µL
E8-50XLS+	17013794	5–50 µL
E8-200XLS+	17013795	20–200 µL
E8-300XLS+	17013796	20–300 µL
E8-1200XLS+	17014498	100–1200 µL
12 道		
E12-10XLS+	17013797	0.5–10 µL
E12-20XLS+	17013798	2–20 µL
E12-50XLS+	17013799	5–50 µL
E12-200XLS+	17013800	20–200 µL
E12-300XLS+	17013801	20–300 µL
E12-1200XLS+	17014499	100–1200 µL

Rainin LTS 移液器配套使用LTS吸头。
Rainin, Pipet-Lite, E4, XLS, XLS+, LTS, LiteTouch和Pipetting 360°是Rainin Instrument, LLC的商标。

www.mt.com/rainin

访问网站，获得更多信息

梅特勒 - 托利多
实验室 / 过程分析 / 产品检测设备
 地址：上海市桂平路589号
 邮编：200233
 电话：021-64850435
 传真：021-64853351
 E-mail: ad@mt.com

工业 / 商业衡器及系统
 地址：江苏省常州市新北区
 太湖西路111号
 邮编：213125
 电话：0519-86642040
 传真：0519-86641991
 E-mail: ad@mt.com



欢迎添加实验室微信号



微信号：MT-LAB

欢迎添加工业微信号



微信号：MT-IND

欢迎添加过程分析微信号



微信号：MT-PAT

欢迎添加产品检测微信号



微信号：MTPICN

欢迎添加零售业微信号



微信号：MT-RET

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
 12360038 Printed in P.R. China 2016/04