

### Venusil PAH专用柱分析16种多环芳烃

色谱柱: Venusil PAH专用柱 (4.6×250mm, 5 μm, 200Å) 订货号: VP952505-L

样 品: 溶于MeOH: CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (1: 1) 16PAHs标品, 用MeOH: CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (1: 1) 稀释10倍

流速: 1.2mL/min

进样量: 10 μL

柱 温: 30℃

波 长: 254nm

线性梯度洗脱:

时间 (min)	MeOH (%)	H <sub>2</sub> O (%)
0	85	15
2	85	15
7	95	5

