



人体工程学设计

IKA 移液器标配两种不同形状及材质的可更换握把，从而保证它们刚好放置在掌心。最小的摩擦力及弹力可以毫不费力的移液，符合人体工程学操作。

多功能旋钮可以实现单手调节移液容量，另外，不管手的位置如何，都可以轻松退去枪头，并且移液量程可以安全锁定，避免误操作。

结构坚固

设计简约而极功能性，圆锥吸头和活塞涂有高质量的类金刚石薄膜 (DLC)，保证了移液器长期可靠的移液工作。

合格证书
随机提供品质合格证书 (QC) 及符合 ISO 8655 要求的校准证书。



显示界面大

显示界面大，易于读取设定容量值。显示界面底部设计，即使在移液过程中，也无需移动手的位置便可读取设定值。

用户友好型校准

用户友好的 IKA 移液器校准软件可以完成移液器校准检验的计划、实施及数据记录。

易维护及调节

简单几步即可实现活塞和密封圈的拆卸及清洁。如需调节移液器，无需额外的工具即可完成。



PETTE 固定量程及可调量程移液器

固定量程	订货号	适配吸头最大体积
5 µl	0020011219	10 µl
10 µl	0020011220	10 µl
20 µl	0020011221	200 µl
25 µl	0020011222	200 µl
50 µl	0020011223	200 µl
100 µl	0020011224	200 µl
200 µl	0020011225	200 µl
250 µl	0020011226	1,000 µl
500 µl	0020011227	1,000 µl
1,000 µl	0020011228	1,000 µl



可调量程	订货号	适配吸头最大体积
0.1 – 2 µl	0020011210	10 µl
0.5 – 10 µl	0020011211	10 µl
2 – 20 µl	0020011213	200 µl
10 – 100 µl	0020011214	200 µl
20 – 200 µl	0020011215	200 µl
100 – 1,000 µl	0020011216	1,000 µl
0.5 – 5 ml	0020011217	5 ml
1 – 10 ml	0020011218	10 ml



配套产品


以下 IKA 产品可以更好的配套 PETTE 固定量程和可调量程移液器使用:



PETTE 固定量程及可调量程移液器配件信息



IKA Works Guangzhou
艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 – 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn



201810_Pipetten_IKA_pette_fix-vario_CN_94000580

IKA

designed for scientists

CN

专利申请中

18/60
Inventions

精确移液 | IKA PETTE fix and vario