

## 安捷伦制药质量控制解决方案

安捷伦想您之所想：确保新药开发的有序运作、合规性和高效率。我们的质量控制解决方案包括新产品和增值工具，专用于解决小分子制药实验室所面临的质量控制难题。以下是专为质量控制实验室提供的一些优惠活动信息和新闻资讯。

### 消除液相色谱方法转移的差异

QbD（质量源于设计）原则需要消除方法转移过程中可能因方法和仪器差异而产生的风险。采用智能系统模拟技术 (ISET) 的 Agilent 1290 Infinity 液相色谱实现了无缝的方法转移，无需进行方法修改。



- 只需单击鼠标，即可模拟其他 (U)HPLC 仪器
- 运行现有 (U)HPLC 方法，无需修改方法或系统
- 获得相同的保留时间和峰分离度，符合系统适用性要求

索取电子信息包

### 提高仿制药开发的信心



加快仿制药开发的安捷伦  
解决方案指南

立即下载

### 大幅节约时间，改善分离效果

液相色谱柱导航会根据您输入的要求提供详细的建议，从而方便您选择最佳色谱柱。该软件支持移动设备，您随时随地都可使用。请[在此](#)查看。

### 溶出度解决方案

需要进行溶出度仪的 MQ（机械认证）或 PVT（性能验证测试）？用于物理参数认证的 Agilent 280-DS 为溶出度的认证提供绝佳选择。



了解如何在 30 分钟内完成认证



了解 280-DS 能为您的认证节约多少成本

## 应用简报

请参阅新的应用简报，了解具有广泛使用的制药 QA/QC 方法。



[采用 Poroshell 120 色谱柱的亲水相互作用色谱 \(HILIC\) 应用 \(5991-1242EN\)](#)



[使用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱快速筛选流动相和固定相并利用 ISET 实现向 Agilent 1200 系列的无缝方法转移 \(5991-0989EN\)](#)

The Measure of Confidence

[安捷伦公司网站主页](#) | [关于安捷伦公司](#)

其它更多信息，还可访问安捷伦公司网站 [www.agilent.com/chem/cn](http://www.agilent.com/chem/cn)

安捷伦科技有限公司致力于尊重及保护您的隐私权，如果您想了解我们在您个人信息上所做的承诺，请参考安捷伦科技的[隐私权声明](#)如果您对于我们的隐私权政策有任何指教或疑问，请联络

[privacy\\_advocate@agilent.com](mailto:privacy_advocate@agilent.com) 如果您以后不希望收到来自安捷伦科技的 email 信息[请联系我们](#)