

即饮饮料生产中的TOC监测




什么是总有机碳（TOC）分析？

TOC分析为有机物污染、分离和去除提供全面与便捷的监测

M系列在线、实验室
和便携TOC分析仪

M系列在线、实验室
和便携TOC分析仪



SIEVERS的解决方案

Sievers* M系列TOC分析仪：

- 0.03 ppb – 50 ppm（可选择电导率功能与4秒turbo模式）



Sievers* InnovOx TOC分析仪：

- 50 ppb – 50,000 ppm（可直接检测盐、盐水和复杂基质样品）



访问cn.sieversinstruments.com，点击“索取信息与询价”，联系我们。
*Veolia的商标；可能在一个或多个国家注册。©2023 Veolia。保留所有权利。

扫描二维码
了解更多