



# XPR分析天平 始终准确的称量结果

分析称量充满了挑战，梅特勒-托利多全新XPR分析天平对此给出了完美的解决方案。

- 智能质量保证功能
- 独一无二的静电解决方案
- 便捷的操作流程
- 确保数据可靠性



扫一扫，了解更多

► [www.mt.com/xpr-analytical](http://www.mt.com/xpr-analytical)

**METTLER TOLEDO**



# XPR微量分析天平

## 微量样品直接加样称量

梅特勒-托利多全新XPR微量分析天平可直接称量微量样品至容器中。

- 快速可靠的称量结果
- 减少样品转移
- 量程可达52g
- 最小称量值仅为1.4mg (符合USP)



扫一扫，了解更多

► [www.mt.com/xpr-analytical](http://www.mt.com/xpr-analytical)

**METTLER TOLEDO**