

请选择您要参加的项目轮次，选择好后请在相应的测试项目轮次和样品空格中打“√”，发送 Email 至：mall@antpedia.net，我们收到您的邮件后，会第一时间反馈给您合同和报价单，感谢您的支持。

Round 轮次	Despatch Date 发样日期	Reporting Deadline 汇报截止日期	Samples 样品					
			601	602	603	604	605	606*
GL289	2020/5/18	2020/6/15						
GL294	2020/10/19	2020/11/16						

*Please note that this sample is not currently within the scope of LGC's UKAS accreditation.

1 请在上述可编辑方格内注明所需样品数量或打“√”

MICROBIOLOGY SAMPLES 微生物样品			
Sample 样品编号	Quantity 规格	Supplied as 药样品形式	Target Analyte(s) 分析物
601	25g	Gelatine hydrolysate 明胶水解液	Detection of <i>Salmonella</i> species 沙门氏菌的检测（阳性判断项目，仅汇报是否检出）
602	10g	Gelatine hydrolysate 明胶水解液	Total aerobic mesophilic count Detection of Coliforms; <i>Escherichia coli</i> ; Enterobacteriaceae 好氧嗜常温菌总计数； 大肠菌群检测（阳性判断项目，仅汇报是否检出）； 大肠杆菌检测（阳性判断项目，仅汇报是否检出）； 肠杆菌科检测（阳性判断项目，仅汇报是否检出）
603	10g	Gelatine hydrolysate 明胶水解液	Detection of <i>Clostridium perfringens</i> Enumeration of Sulphite-reducing bacteria 荚膜梭菌检测（阳性判断项目，仅汇报是否检出）；亚硫酸盐还原细菌计数
604	10g	Gelatine hydrolysate 明胶水解液	Detection of <i>Staphylococcus aureus</i> 金黄色葡萄球菌的检测（阳性判断项目，仅汇报是否检出）
605	10g	Gelatine hydrolysate 明胶水解液	Enumeration of mesophilic anaerobic spores 嗜常温厌氧细菌孢子计数

CHEMISTRY SAMPLES			
Sample	Quantity	Supplied as	Target Analyte(s)
606	60g	Gelatine 明胶	Ash; Gel strength (Bloom); Isoelectric point; Moisture; pH; Viscosity 灰分；凝胶强度(Bloom)；等电点；水分；pH 值；粘度

For details on the full technical specification of the scheme, please refer to the QGS Scheme Description.

Please fill in your address details below:

发送检测样品至：（中英文）

寄送发票至：

联系人姓名: 公司: 英文名称: 地址: 英文地址: 电话: 邮箱:	联系人姓名: 公司: 地址: 电话:
--	-----------------------------

发送报告通知到: 联系人姓名: 邮箱#:	开票信息: 开票类型 (请选择): 增值税普通发票 () ; 增值税专用发票 () 开票抬头: 增值税税号: 增值税专用发票必填 如果需要开具‘增值税专用发票’, 请务必填写以下信息 开票地址: 开票银行: 开票帐号: 开票电话:
#当报告可以从在线报告系统 PORTAL 下载时, 将向该地址发送电子邮件通知, 请务必提供准确	

关于 LGC PT 质控样: LGC 提供先前轮次的能力验证剩余样品作为质控样, 您可以选择这些样品进行纠偏调查, 作为盲样来进行内部人员培训, 考核或进行其他内部质量控制活动。实验员的结果可以直接通过 PORTAL 系统来进行 Z 值评价, 并进行图表导出。

关于 LGC PT 重复样: 重复样是指当前轮次能力验证样品的复制样, LGC 的能力验证至多可以让 13 个人来参与并提交结果。如果您需要多人参加, 希望在进行能力验证时获得更多的样品量时, 以购买重复样是你最佳的选择。待能力验证结束后, 这些剩余的重复样就成为了质控样, 您可以参考能力验证主报告中提供的参数, 使用这些样品当做质控样来进行内部质量控制活动。

如申请表内计划没有满足您的需求, 请留下您的需求信息:

能力验证计划需求			
基质	分析物	数量	其他要求
质控样品需求			
基质	分析物	数量	其他要求