



Thermo Scientific MaxQ 系列轨道摇床

定制您专属的实验室摇床方案

性能可靠

- 三偏心轴驱动装置，提供超高稳定性和耐久性
- 控温精准，温度调节精确，温度均一性高
- Max Q 8000 HEPA 过滤器配置，提供更洁净空间

操作简单

- 控制器便于操作，精确调节温度、转速及时间
- 运行期间，随时查看所有参数，预防错误风险
- 超大观察窗和内部照明灯，有助于观察样品


配置灵活

- 不同机型，摇床可选择台面、堆叠、落地摆放
- 多种平台，配合丰富夹具，满足您的实验需要

Thermo
SCIENTIFIC

即时推荐 MaxQ6000/8000 轨道摇床优惠套装！

购买主机 + 通用平台 + 夹具起动套件——可享超值优惠价格！



HEPA 过滤膜有效去除 95% 以上 ≥ 0.3 微米的颗粒物和细菌

MaxQ 6000 夹具起动器套件包括：

微孔板夹具 × 1
125 ml 锥形瓶夹 × 2
250 ml 锥形瓶夹 × 4
500 ml 锥形瓶夹 × 4
1L 锥形瓶夹 × 2
2L 锥形瓶夹 × 2

MaxQ 8000 夹具起动器套件包括：

微孔板夹具 × 1
25 ml 锥形瓶夹 × 2
50 ml 锥形瓶夹 × 2
125 ml 锥形瓶夹 × 2
250/300 ml 锥形瓶夹 × 4
500 ml 锥形瓶夹 × 4
1L 锥形瓶夹 × 2
2L 锥形瓶夹 × 2

促销编号	描述
Shaker-2014	MaxQ 6000 数显堆叠式恒温摇床套装（包括 SHKE6000-1CE+30110+30129）
Shaker-2014	MaxQ 6000 数显堆叠式恒温冷冻摇床套装（包括 SHKE6000-8CE+30110+30129）
Shaker-2014	MaxQ 8000 数显堆叠式恒温摇床套装（包括 SHKE8000-1CE+238061+236099）
Shaker-2014	MaxQ 8000 数显堆叠式恒温冷冻摇床套装（包括 SHKE8000-8CE+238061+236099）

► 促销的截止时间：2014 年 12 月 31 日，活动最终解释权归赛默飞世尔科技（中国）有限公司。



赛默飞官方微信



赛默飞官方网站

赛默飞世尔科技（中国）有限公司

上海（中国总部）
上海浦东新金桥路27号7号楼

北京
北京市安定门东大街28号
雍和大厦西楼7层

广州
广州东风中路410-412号
时代地产中心2405-2406，3001-3004

成都
成都市武侯区临江西路1号
锦江国际大厦1406

沈阳
沈阳市沈河区惠工街10号
卓越大厦3109室

香港
香港新界沙田，沙田乡事会路138号
新城市中央广场第一座九楼911-915室

武汉
武汉东湖高新技术开发区
高新大道858号A7楼

全国服务热线：800 810 5118 400 650 5118（支持手机用户）

BR32024CN1407YX_RFFILTER

ThermoFisher
SCIENTIFIC